


**LEG ATTACHMENT BLOCK 1D60 - 1D61 - 1D63 - 1D64**  
INSTRUCTIONS FOR USE



**A :** Mount the socket onto the leg attachment block as usual.

**B :** Fit screw ① into the foot and check that it protrudes from the foot by at least :  
43 mm for 1D60 – 1D61 – 1D63  
33 mm for 1D64  
then remove the screw.

**C :** Assemble the foot with the leg attachment block and direct it as required. Mark the malleolar section outline on the lower face of the leg attachment block. Remove the foot.

**D :** Screw on a wooden screw with  $\varnothing$  3 through 4 mm at the upper face of the foot wooden core. Then cut the head of this screw at about 5 mm from the upper face of the foot.

**E :** Assemble the foot again, taking care that its malleolar section corresponds to the outline drawn above **C**. Tighten strongly screw ①, so that the wooden screw cut above **D** be well marked in the wooden leg attachment block.


**F :** Remove the foot and finish the “leg attachment block/socket” assembly as usual.

**G :** At final assembly we recommend a 11N·m tightening torque value for screw ① (for the four models of leg attachment block)

**USE :**

Geriatric or slow-walking patients. Sedentary patients. Low activity level.  
Active patients involved in sports such as golf, riding, cycling, quick walking.  
Patients up to :  
100 kg for 1D60 and 1D61  
80 kg for 1D63  
60 kg for 1D64

**NOTICE D'UTILISATION POUR**  
**BAS DE JAMBE BOIS 1D60 - 1D61 - 1D63 - 1D64**



**A :** Installer l'emboîture sur le bas de jambe bois selon votre méthode habituelle.

**B :** Mettre en place la vis ① dans le pied et vérifier que celle-ci dépasse du pied au minimum de :  
43 mm pour 1D60, 1D61, 1D63.  
33 mm pour 1D64,  
puis retirer la vis.

**C :** Monter le pied avec le bas de jambe et l'orienter correctement. Tracer, sous le bas de jambe, le contour de la section malléolaire. Démontez le pied.

**D :** Visser, en face supérieure de l'âme bois du pied, une vis à bois de  $\varnothing$  3 à 4 mm puis couper la tête de cette vis à 5 mm environ de la face supérieure du pied.

**E :** Remonter le pied en faisant bien coïncider sa section malléolaire avec le contour tracé en C. Serrer énergiquement la vis ① afin de bien incruster la vis à bois coupée en D dans le bas de jambe bois.

**F :** Démontez le pied et finir l'ensemble bas de jambe / emboîture selon votre méthode habituelle.

**G :** Pour l'assemblage définitif, le couple de serrage de la vis ① sera de : 11N·m (pour les 4 modèles de bas de jambe).


**UTILISATION**

Patients gériatriques ou ayant une démarche lente. Patients ayant une activité sédentaire.  
Patients peu actifs.  
Patients actifs pratiquant des sports tels que golf, équitation, vélo, ou marchant rapidement.  
1D60 et 1D61 : Patients d'un poids maximum de 100 Kg.  
1D63 : Patients d'un poids maximum de 80 Kg.  
1D64 : Patients d'un poids maximum de 60 Kg.

**NOTA PARA  
TACOS DE MADERA 1D60 - 1D61 - 1D63 - 1D64**

Encaje de madera  
o estratificada

Modul 1D60  
ou 1D61  
ou 1D63  
ou 1D64



Pie SACH de la línea  
PROTEOR u otro pie  
teniendo un alma de  
madera al nivel de la  
sección maleolar, y  
previsto para tornillos  
de :  
- M10 (1D60 - 1D61)  
- M 8 (1D63)  
- M 6 (1D64)

**A :** Colocar el encaje en el taco de madera según su método habitual.

**B :** Colocar el tornillo ① en el pie y verificar que éste sale del pie al mínimo de :  
43 mm para 1D60 – 1D61 – 1D63, o  
33 mm para 1D64  
y entonces sacar el tornillo.

**C :** Montar el pie con el taco de madera y orientarlo correctamente. Trazar, debajo del taco de madera, el contorno de la sección maleolar. Desmontar el pie.

**D :** Atornillar, del lado superior del alma madera del pie, un tornillo para madera de un diametro de 3 a 4 mm, después cortar la cabeza de ese tornillo a 5 mm más o menos del lado superior del pie.

**E :** Montar de nuevo el pie haciendo coincidir su sección maleolar con el contorno dibujado en **C**. Apretar enérgicamente el tornillo ① afin de incrustar correctamente el tornillo para madera cortado en **D** en el taco de madera.

**F :** Desmontar el pie y acabar el conjunto del taco de madera y encaje según su método habitual.

**G :** Para el ensamblaje definitivo, la pareja de ajuste del tornillo ① sera de : 11N•m (para los 4 modelos de tacos de madera).

### USO

Pacientes mayores o con marcha lenta. Pacientes con actividad sedentaria.

Pacientes de poca actividad.

Pacientes activos practicando deportes como golfo, equitacion, bicicleta, o andando rápidamente.

1D60 y 1D61 : Pacientes de peso máximo de 100 Kg.


1D63 : Pacientes de peso máximo de 80 Kg.

1D64 : Pacientes de peso máximo de 60 Kg.

**KNÖCHELHOLZ  
1D60 - 1D61 - 1D63 - 1D64**

Prothesenschaft

Modul 1D60  
oder 1D61  
oder 1D63  
oder 1D64



SACH Fuß von  
Protéor oder jeder Fuß  
mit einem hölzernen  
Kern in dem  
Knöchelbereich und  
Verschraubung :  
- M10 (1D60 - 1D61)  
- M 8 (1D63)  
- M 6 (1D64)

**A :** Den Prothesenschaft auf das Knöchelholz aufarbeiten.

**B :** Die Schraube ① in den Fuß einsetzen.  
Sie sollte bei : 1D60, 1D61, 1D63 : 43 mm  
bei : 1D64 : 33 mm

herausragen.

**C :** Prothesenschaft und Knöchelholz auf den Fuß montieren und ausrichten. Knöchelquerschnitt aufzeichnen. Den Fuß demontieren.

**D :** Auf der Oberseite des hölzernen Fußkerns eine Holzschraube  $\varnothing$  3-4 mm hineindrehen, dann den Kopf dieser Schraube ungefähr 5 mm von der Oberseite des Fußes schneiden.

**E :** Den Fuß montieren. Es sollte darauf geachtet werden, daß der Knöchelquerschnitt und der Umriß (aufgezeichnet in **C**) übereinstimmen. Die Schraube ① kräftig anziehen, um die Holzschraube (geschnitten in **D**) in den Unterteil des Beines zu drücken.

**F :** Den Fuß demontieren und die Einheit "Unterteil des Beines/Schaft" mit Ihrer gewöhnlichen Arbeitsweise fertig bearbeiten.

**G :** Wir empfehlen ein 11N•m Drehmoment der Schraube ① für die definitive Zusammenbau.

### VERWENDUNG :

Geriatrische oder langsam gehende Patienten. Patienten, die überwiegend sitzen und wenig aktiv sind. Geringe Aktivität. Aktive Patienten, die schnell gehen oder Sport wie Golf, Reiten und Fahrrad fahren betreiben.

1D60 und 1D61 : Patienten bis zu 100 kg

1D63 : Patienten bis zu 80 kg.

1D64 : Patienten bis zu 60 kg.