

**SINGLE AXIS FOOT ANKLE JOINT  
1D02 - 1D03 - 1D04  
INSTRUCTIONS FOR USE**

**USE**  
Geriatric or slow-walking patients.  
Sedentary patients. Low activity level.


**ASSEMBLING - DISMANTLING**

These joints are provided without being assembled in order to avoid dismantling before welding the malleolus with the dural calf. After welding, assemble the calf as follows :

- Set an elastic washer (1)
- Insert the ring holder (2)
- Put the M045 mounting pin into the washer and the ring-holder
- Insert the second elastic washer (1)
- Push completely M045 mounting pin
- Fit axis (3)

**CAUTION :** the two holes of the axis must be placed in front of the two tapped holes of the malleolus « ears ».

- Insert the 2 screws with pointed end (4) and secure them.



**CAUTION**

These products can be used only with our single axis feet 1B02 and our bearings EE001, EE002,...

**ARTICULATION DE PIED MONOAXIAL  
1D02 - 1D03 - 1D04  
NOTICE DE MONTAGE**

**UTILISATION**  
Patients gériatriques ou ayant une démarche lente. Activités sédentaires. Patients peu actifs.

**MONTAGE-DEMONTAGE**


Ces articulations sont livrées non assemblées afin de permettre le soudage de la malléole sur le mollet dural sans effectuer de démontage préalable.

Après soudage, assembler l'articulation comme suit :

- Placer une rondelle élastique (1)
- Introduire le porte bagues (2)
- Faire pénétrer la broche de montage M045
- Introduire la seconde rondelle élastique (1)
- Pousser à fond la broche de montage M045
- Mettre en place l'axe (3)

**ATTENTION :** positionner les 2 trous de l'axe en face des trous taraudés situés sur les « oreilles » de la malléole.

- Introduire les 2 vis à bout pointu (4) et les bloquer.



**ATTENTION**

Ce produit ne peut être utilisé qu'en association avec les pieds articulés 1B02 et les butées EE001, EE002,...

**ARTICULACION DE PIE MONOAXIAL  
1D02 - 1D03 - 1D04  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**UTILIZACION**  
Pacientes geriátricos o de caminar lento. Actividades sedentarias. Pacientes de actividad reducida.


**MONTAJE-DESMONTAJE**

Estas articulaciones se entregan en piezas separadas con el fin de permitir la soldadura de la cápsula de unión sobre la pantorrilla dural sin tener que efectuar un desmontaje previamente.

Después de la soldadura el ensamble se efectúa de la manera siguiente :

- Posicione una rondana elástica (1) en la extremidad de la pieza (2)
- Introduzca la brocha de montaje M045
- Introduzca la segunda rondana elástica (1)
- Empuje la brocha de montaje M045 al máximo
- Posicione el eje (3)

**PRECAUCION :** Los 2 orificios del eje deben situarse de frente a los orificios roscados de la cápsula de unión para introducir los tornillos puntiagudos (4) - Atornillar firmemente .



**PRECAUCION**

Este producto debe ser utilizado para los pies articulados 1B02 con los topes EE001, EE002,...

**EINACHS-FUß KNÖCHELGELENK  
1D02 - 1D03 - 1D04  
MONTAGEANLEITUNG**

**VERWENDUNG**  
Geriatrische oder langsam gehende Patienten. Patienten, die überwiegend sitzen. Wenig aktive Patienten.

**AUFBAU - ABBAU**


Diese Knöchelgelenke werden in Einzelteilen geliefert, um das Aufschweißen des Knöchels auf dem Dural-Wade ohne vorherige Abbau zu erlauben.

Nach dem Schweißen wird das Gelenk wie folgt zusammengebaut :

- Eine elastische Scheibe (1) einsetzen
- Den Ring-Halter (2) einführen
- Die Montagespindel M045 in die Scheibe und den Rohr-Halter einführen
- Die zweite elastische Scheibe (1) einführen
- Die Spindel M045 völlig schieben
- Die Achse (3) einsetzen

**ACHTUNG :** die 2 Löcher der Achse sollen gegenüber den Gewindelöchern der « Ohren » des Knöchelgelenks positionieren werden.

- Die 2 Schrauben mit spitzem Ende (4) einführen und sichern.



**ACHTUNG :** Dieses Produkt kann nur mit unserem Einachs-Fuß 1B02 und unseren Fußanschläge EE001, EE002, ... verwendet werden.