


**MONTAGEANLEITUNG
VERBINDUNGSPLATTE 1K03 / 1K03-P6 / 1K30**

Jedes genormte Teil :
4 Gewindelöcher M6 mit
Achsenabstand 36 mm

Verbindungsplatte
(1K03, 1K03-P6
oder 1K30)

EINSTELLUNG DER ROTATION

- Mit einem 6 mm Sechskantschlüssel die Schraube **2** lösen.
- Mit einem 2 mm Sechskantschlüssel die Schrauben **1** bis zu der gewünschten Einstellung hinein- oder herausdrehen.
- Die Schraube **2** anziehen.
- Die Schrauben **1** mit Klebstoff PROTEOR XC047 überstreichen.
- Die Schrauben **1** anziehen.



Jedes Knie
von PROTEOR

VERWENDUNG

Dieser Adapter ist für ziemlich aktive Patienten geeignet, dessen Gewicht inkl. getragener Last
- 100 Kg für 1K03 und 1K30
- 125 Kg für 1K03-P6
nicht überschreitet.


**INSTRUCTIONS FOR USE
LINK PLATE 1K03 / 1K03-P6 / 1K30**

Any European standard
piece :
4 M6 tapped holes,
centre distance 36 mm

Link plate (1K03,
1K03-P6 or 1K30)

ROTATION ADJUSTMENT

- Unlock screw **2** with a 6 mm hex wrench.
- Tighten and loosen alternatively screws **1** with a 2 mm hex wrench until you achieve the desired adjustment.
- Lock screw **2**.
- Cover screws **1** with PROTEOR adhesive ref. XC047.
- Lock screws **1**.



Any knee from
PROTEOR range

USE

This connector is convenient for moderately active patients whose weight increased by any load being carried does not exceed :
- 100 kg for 1K03 and 1K30
- 125 kg for 1K03-P6.

NOTICE POUR PLAQUE DE LIAISON 1K03 / 1K03-P6 / 1K30


Toute pièce au standard Europe:
4 trous taraudés M6 avec entraxes de 36mm

Plaque de liaison (1K03, 1K03-P6, ou 1K30)

REGLAGE DE LA ROTATION

- Au moyen d'une clé six pans de 6 mm, débloquer la vis repère **2**.
- Serrer et desserrer alternativement, avec une clé six pans de 2 mm, les vis repère **1** jusqu'à obtention du réglage désiré.
- Bloquer la vis repère **2**.
- Enduire les vis repère **1** de colle frein filet moyen (réf. PROTEOR XC047).
- Bloquer les vis repère **1**.

Tout genou de la gamme PROTEOR



UTILISATION

Ce connecteur est destiné à des patients moyennement actifs dont le poids, charge portée incluse, n'excède pas:

- 100 Kg pour les modèles 1K03 et 1K30
- 125 Kg pour le modèle 1K03-P6.

INSTRUCCIONES DEL ADAPTADOR DE CONEXION TIPO PLACA DE 4 AGUJEROS 1K03 / 1K03-P6 / 1K30


Cualquier pieza estandard con 4 agujeros roscados M6 de entre eje = 36 mm

Adaptador de conexión placa de 4 agujeros

AJUSTE DE LA ROTACION

- Desbloquear el tornillo **2** con una llave hexagonal (6 mm).
- Ajustar y desatornillar alternativamente los tornillos **1** con una llave hexagonal (2 mm) hasta obtener el ajuste de la rotación deseado.
- Ajustar hasta bloquear nuevamente el tornillo **2**.
- Aplicar el pegamento PROTEOR ref. XC047 en los tornillos **1**.
- Ajustarlos hasta bloquearlos.

Cualquier rodilla de la gama PROTEOR



UTILIZACION

Este adaptador esta destinado a pacientes de actividad media cuyo peso, carga incluida, no exceda :

- 100 Kg para el modelo 1K03 y 1K30
- 125 Kg para el modelo 1K03-P6.