



6C9899 - 08/98


6C98 INSTRUCTIONS FOR USE

A PACK CONTENTS :

- 2 condyle pads ;
- 10 adhesive Velcro® tabs.

B ASSEMBLY :

- Stick a Velcro® tab on the inside face of the brace hinge as shown below.



- The pads are designed to fasten directly to the Velcro® tabs.



HANDICAP TECHNOLOGIE

6, RUE DE LA REDOUTE - Z.I. SAINT-APOLLINAIRE
B.P. 37833 - 21078 DIJON CEDEX - FRANCE
TEL. : +33 3 80 78 42 10 - FAX : +33 3 80 78 42 15
www.proteor.com - ht.orthopedie@proteor.com



6C9899 - 08/98


NOTICE D'UTILISATION POUR 6C98

A CONTENU DU CONDITIONNEMENT :

- 2 coussins condyliens ;
- 10 pastilles Velcro® adhésives.

B ASSEMBLAGE :

- Coller une pastille Velcro® sur la face interne de la pièce articulaire des ferrures, comme indiqué ci-dessous.



- Les coussins sont prévus pour s'accrocher directement sur les pastilles Velcro®.



HANDICAP TECHNOLOGIE

6, RUE DE LA REDOUTE - Z.I. SAINT-APOLLINAIRE
B.P. 37833 - 21078 DIJON CEDEX - FRANCE
TEL. : +33 3 80 78 42 10 - FAX : +33 3 80 78 42 15
www.proteor.com - ht.orthopedie@proteor.com



6C9899 - 08/98


FOLLETO DE INSTRUCCIÓN PARA 6C98

A CONTENIDO DE LA BOLSILLA :

- 2 almahadillas condilianas ;
- 10 pastillas Velcro® adhesivas.

B ENSAMBLAJE :

- Pegar una pastilla Velcro® en el lado interno de la pieza articular de las hermaniantas como se indica abajo.



- Los almahadillas están previstas para agarrarse directamente sobre las pastillas Velcro®.



HANDICAP TECHNOLOGIE

6, RUE DE LA REDOUTE - Z.I. SAINT-APOLLINAIRE
B.P. 37833 - 21078 DIJON CEDEX - FRANCE
TEL. : +33 3 80 78 42 10 - FAX : +33 3 80 78 42 15
www.proteor.com - ht.orthopedie@proteor.com



6C9899 - 08/98


BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR 6C98

A INHALT DER VERPACKUNG :

- 2 Condylpelotten ;
- 10 anhaftende Velcro® Plätzchen.

B ZUSAMMENBAU :

- Ein Velcro® Plätzchen auf der inneren Seite des Gelenkteils der Schienen kleben (wie gezeigt unten).



- Die Condylpelotten werden an den Velcro® Plätzchen befestigt.



HANDICAP TECHNOLOGIE

6, RUE DE LA REDOUTE - Z.I. SAINT-APOLLINAIRE
B.P. 37833 - 21078 DIJON CEDEX - FRANCE
TEL. : +33 3 80 78 42 10 - FAX : +33 3 80 78 42 15
www.proteor.com - ht.orthopedie@proteor.com