



1D1299-0818

SINGLE AXIS FOOT ANKLE JOINT30 mm ø tube for prostheses
(1G01 ...)

Ankle joint 1D12

1E1301(feet 22-23-24 cm)
or 1E1401(feet 25-26-27 cm)
or 1E1501(feet 28 and 29 cm)Single axis foot PROTEOR
1B02EE012 (heel 10)
or EE011 (heel 15)
or EE001 (heel 20)
or EE002 (heel 25)
or EE003 (heel 30)Advised tightening
torque value : 11NmEE013 (Very soft)
ou EE007 (Soft)
ou EE008 (Medium)
ou EE009 (Hard)Advised tightening
torque value : 22 Nm**USE**

This component is appropriate for patients whose weight, carried load included, does not exceed 100 kg.

RECYCLING

The main item of this product is made of aluminium alloy and the screws of steel. Each of these items must be recycled according to the laws in force.

**PROTEOR**
6 rue de la Redoute - 21850 Saint-Apollinaire - France
Tél. 33 (0) 3 80 78 42 10 - Fax 33 (0) 3 80 78 42 15
ht.orthopedie@proteor.com - www.proteor.com

1D1299-0818

MALLEOLE POUR PIED ARTICULETout tube ø30 mm destiné à la prothèse
(1G01 ...)

Malléole 1D12

1E1301(pieds 22-23-24cm)
ou 1E1401(pieds 25-26-27cm)
ou 1E1501(pieds 28 et 29cm)Pied articulé PROTEOR
1B02EE012 (talon10)
or EE011 (talon15)
or EE001 (talon 20)
or EE002 (talon 25)
or EE003 (talon 30)Couple de serrage
conseillé : 11NmEE013 (très souple)
ou EE007 (souple)
ou EE008 (moyen)
ou EE009 (ferme)Couple de serrage
conseillé : 22 Nm**UTILISATION**

Ce composant est destiné à des patients dont le poids, charge portée incluse, n'excède pas 100 Kg

RECYCLAGE

Ce produit est composé d'une pièce principale en alliage d'aluminium et de vis en acier. Chacun de ces éléments doit être recyclé selon la législation en vigueur

**PROTEOR**
6 rue de la Redoute - 21850 Saint-Apollinaire - France
Tél. 33 (0) 3 80 78 42 10 - Fax 33 (0) 3 80 78 42 15
ht.orthopedie@proteor.com - www.proteor.com

1D1299-0818

TOBILLO PARA PIE ARTICULADOCualquier tubo de ø 30 mm
destinado a la prótesis (1G01...)

Tobillo 1D12

1E1301 (pies 22-23-24cm)
o 1E1401 (pies 25-26-27cm)
o 1E1501 (pies 28 y 29cm)Pie articulado PROTEOR
1B02EE012 (talon10)
o EE011 (talon15)
o EE001 (talon 20)
o EE002 (talon 25)
o EE003 (talon 30)Par de fuerza
aconsejado :
11NmEE013 (Muy flexible)
o EE007 (Flexible)
o EE008 (Medio)
o EE009 (Firme)Par de fuerza
aconsejado : 22Nm**USO**

Este componente está indicado para pacientes con un peso, carga incluida, que no exceda 100 kg

RECICLAJE

Este producto se compone principalmente de aluminio y los tornillos de acero. Reciclar cada una de las partes según las leyes en vigor.

**PROTEOR**
6 rue de la Redoute - 21850 Saint-Apollinaire - France
Tél. 33 (0) 3 80 78 42 10 - Fax 33 (0) 3 80 78 42 15
ht.orthopedie@proteor.com - www.proteor.com

1D1299-0818

EINACHS-FUß KNÖCHEL

Jedes 30 mm ø Rohr für Prothesen (1G01...)

1E1301(für Füße 22-23-24 cm)
oder 1E1401(für Füße 25-26-27 cm)
oder 1E1501(für Füße 28 und 29 cm)

Knöchel 1D12

Einachs Fuß
PROTEOR 1B02EE012 (Absatz10)
oder EE011 (Absatz15)
oder EE001 (Absatz 20)
oder EE002 (Absatz 25)
oder EE003 (Absatz 30)Empfohlenes
Drehmoment :
11NmEE013 (Sehr weich)
oder EE007 (Weich)
oder EE008 (Mittel)
oder EE009 (Hart)Empfohlenes
Drehmoment : 22 Nm**VERWENDUNG**

Dieses Produkt ist für Patienten bis zu 100 kg (getragener Last inklusiv) geeignet.

WIEDERVERWERTUNG

Der Hauptteil dieses Produkts ist aus Aluminiumlegierung und die Schrauben aus Stahl. Jeder von diesen Teile soll laut der gültigen Gesetze wiederverwertet werden.

**PROTEOR**
6 rue de la Redoute - 21850 Saint-Apollinaire - France
Tél. 33 (0) 3 80 78 42 10 - Fax 33 (0) 3 80 78 42 15
ht.orthopedie@proteor.com - www.proteor.com