




2K8199 - 08/98

VERROU A COULISSEAU**ATTENTION !**

LORS DE LA FINITION DE L'APPAREIL,
NE **JAMAIS** RETOUCHER
LA PENTE DE VERROUILLAGE




6, RUE DE LA REDOUTE - Z.I. SAINT-APOLLINAIRE
B.P. 37833 - 21078 DIJON CEDEX - FRANCE
TEL. : +33 3 80 78 42 10 - FAX : +33 3 80 78 42 15
www.proteor.com - ht.orthopedie@proteor.com



2K8199 - 08/98

DROP LOCK**CAUTION !**

WHEN FINISHING THE ORTHOSIS,
PLEASE DON'T ALTER
THE SLOPE OF LOCKING




6, RUE DE LA REDOUTE - Z.I. SAINT-APOLLINAIRE
B.P. 37833 - 21078 DIJON CEDEX - FRANCE
TEL. : +33 3 80 78 42 10 - FAX : +33 3 80 78 42 15
www.proteor.com - ht.orthopedie@proteor.com



2K8199 - 08/98

CIERRE CORREDERO**ATENCION !**

UNA VEZ EFECTUADO EL ACABADO
DEL APARATO, NO VOLVER A TOCAR LA
INCLINACION DE CIERRE.




6, RUE DE LA REDOUTE - Z.I. SAINT-APOLLINAIRE
B.P. 37833 - 21078 DIJON CEDEX - FRANCE
TEL. : +33 3 80 78 42 10 - FAX : +33 3 80 78 42 15
www.proteor.com - ht.orthopedie@proteor.com



2K8199 - 08/98

FALLSCHLOßSPERRE**ACHTUNG :**

WÄHREND DER ENDVERARBEITUNG DER
ORTHESE, DAS SPERRUNGSGEFÄLLE
NIE ÜBERARBEITEN.



6, RUE DE LA REDOUTE - Z.I. SAINT-APOLLINAIRE
B.P. 37833 - 21078 DIJON CEDEX - FRANCE
TEL. : +33 3 80 78 42 10 - FAX : +33 3 80 78 42 15
www.proteor.com - ht.orthopedie@proteor.com